



LETAH DICLOR

HIGIENIZADOR HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS

- Ação 4 em 1: Limpa, desencrusta, desinfetar e alveja em uma única operação;
- Ação bactericida comprovada contra: Staphylococcus aureus; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Salmonella choleraesuis;
- Contém tensoativo biodegradável.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO - PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Destina-se à limpeza e desinfecção simultâneas em superfícies fixas de áreas hospitalares, Clínicas, Cozinhas, etc.

MODO DE USO:

Absorção de sangue e demais fluidos corpóreos: espalhar o produto puro sobre a superfície com o fluido derramado, deixar atuar por 10 minutos, recolher os resíduos com auxílio de uma pá e efetuar a higienização geral de superfícies fixas, vide instrução abaixo. Limpeza e desinfecção de superfícies fixas em áreas hospitalares: preparar solução 3% (medir 300g do produto e completar o volume com água em um recipiente de capacidade de 10 litros). Aplicar na superfície, deixar atuar por 10 minutos, esfregar com escova ou vassoura de nylon e remover a solução de limpeza com rodo.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Pó Branco
Odor.....Característico
pH(1%).....11,0 ± 1,0
Nível de Espuma.....Baixo

COMPOSIÇÃO: Dicloro S. Triazinatriona Sódica Dihidratada, alcalinizante, complexante, tensoativo.

PRINCÍPIO ATIVO: Dicloro S. Triazinatriona Sódica Dihidratada.....3,3%.

EMBALAGEM:

O LETAH DICLOR é apresentado em baldes plásticos lacrados contendo 04 quilos.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO;
CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; PERIGO! PODE SER FATAL SE INGERIDO. CORROSIVO! / CAUSTICO! CAUSA QUEIMADURAS GRAVES EM CONTATO COM OS OLHOS, PELE E MUCOSAS. Cuidado: Não misturar com produtos à base de amônia e ácidos; Em caso de ingestão, NÃO PROVOCAR VÔMITO. Consultar imediatamente um médico ou centro de intoxicações, levando o rótulo da embalagem original. Usar equipamentos de proteção adequados, tais como óculos de proteção, avental, etc. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Em caso de contato com os olhos e a pele, lavá-los com água em abundância durante 15 minutos. Se houver sinais de irritação consulte um médico ou centro de intoxicações mais próximo, (CEATOX 0800-722-6001). Evitar inalação. Caso ocorra levar a pessoa para um local arejado e se houver sinais de intoxicação consultar imediatamente um médico; Não usar em recipiente ou objetos metálicos; Objetos utilizados como medida devem ser lavados antes de serem reutilizados. APÓS O USO LAVAR AS MÃOS; NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS; NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE. CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

REGISTRO MS: 3.0415.0164.001-4

PRAZO DE VALIDADE: 12 MESES

EMPILHAMENTO MÁXIMO: 6 BALDES

REV.: 012/22