



LETAH MAX

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS - ASSISTÊNCIA A SAÚDE

- À base de Quaternário de Amônio de 5ª Geração;
- Possui um perfeito equilíbrio entre agentes detergentes e germicidas que garante a limpeza da superfície e eliminação de microorganismos;
- Ação comprovada contra: *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Acinetobacter baumannii* e *Klebsiella pneumoniae carbapenemase*;
- Não irritante para os olhos e pele: possui laudos de irritabilidade dérmica e ocular;
- Contém tensoativos biodegradáveis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DESINFETANTE CONCENTRADO - À BASE DE QUATERNÁRIO DE 5ª GERAÇÃO

PRINCÍPIO ATIVO:

Cloreto de alquil dimetil benzil amônio e Cloreto de Didecil Dimetil Amônio 8,20%.

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Indicado na limpeza e desinfecção de pisos, paredes e superfícies fixas em geral e artigos não crítico (nas áreas críticas, semi-críticas e não críticas de hospitais, clínicas, lavanderias, entre outros).

MODO DE USO:

Na diluição de 1:150 possui ação comprovada contra: *Pseudomonas*, *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* e *Acinetobacter baumannii*. Na diluição 1:130 possui ação comprovada contra *Klebsiella pneumoniae Carbapenemase*.

Aplicar diretamente a solução com o auxílio de borrifadores, panos, esponjas ou mops limpos. É importante que toda a superfície fique úmida. Deixar em contato durante 10 minutos. Não há necessidade de enxágue. Na presença de matéria orgânica, limpar e posteriormente promover a desinfecção com a solução e após 10 minutos, liberar a superfície.

Artigos não críticos - aplicar sobre o artigo e esperar secar. No caso de artigos que possam ser imersos, deve-se fazer uma limpeza prévia do artigo e mergulhar na solução por 10 minutos, enxaguar e secar.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Líquido Azul Transparente

Odor.....Característico

pH (100%).....10,50 ± 0,50

Densidade (g/cm³).....1,000 ± 0,005

Teor de espuma.....Baixo

COMPOSIÇÃO:

Cloreto de alquil dimetil benzil amônio, Cloreto de Didecil Dimetil Amônio, tensoativo não iônico, sequestrante, corante e veículo.

EMBALAGEM:

O LETAH MAX é apresentado em bombonas plásticas lacradas contendo 05 litros.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;

Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos; Usar recipientes limpos, sem resíduos de outros agentes químicos ao preparar a solução de Letah Max. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de ingestão, não induzir o vômito. Consulte um médico ou o centro de intoxicações (Ceatox 0800-722-6001) imediatamente, levando o rótulo ou embalagem do produto. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

LAVAR AS MÃOS APÓS O USO.

NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS.

NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

QUÍMICO RESPONSÁVEL : Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

REGISTRO MS: 3.0415.0213

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses, a partir da data de fabricação.

REV.: 019/21