



LETAH OXY CD

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

- A exclusiva tecnologia HPH (High Performance Hygiene) proporciona uma higienização 3 em 1: Excelente poder de limpeza, ação alvejante em manchas impregnadas e desinfecção de superfícies;
- Ação comprovada contra: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae carbapenemase, Listeria monocytogenes e Clostridium difficile;
- Contém tensoativos biodegradáveis.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Líquido límpido incolor
Odor.....Característico
pH (100%).....0,5 - 1,1

COMPOSIÇÃO:

Peróxido de hidrogênio, tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, coadjuvantes, acidificantes, aditivo, sequestrante e veículo.

PRINCÍPIO ATIVO:

Peróxido de Hidrogênio – 4,25%

APLICAÇÃO:

Indicado na limpeza e desinfecção de pisos, paredes e superfícies fixas em geral das áreas críticas (UTI, centro cirúrgico entre outros) e semi-críticas, equipamentos e artigos não críticos (Termômetros, medidores de pressão, estetoscópio entre outros equipamentos que entram em contato com a pele íntegra do paciente) em hospitais, clínicas, consultórios odontológicos, entre outros.

MODO DE USO:

- Para desinfecção de superfícies fixas: Diluir o produto 1,5:100 (1,5 litros do produto para 98,5 litros de água), aplicar diretamente a solução com o auxílio de borrifadores, panos, esponjas ou mops limpos. É importante que toda a superfície fique úmida. Deixar em contato durante 10 minutos. Não há necessidade de enxágüe. Na presença de matéria orgânica, limpar e posteriormente promover a desinfecção com a solução e após 10 minutos, liberar a superfície.
- Para desinfecção de áreas de isolamento colonizadas com Clostridium difficile deve ser adotado o mesmo procedimento, porém, com a diluição de 1:16 (ou 6,25 L para 93,75L de água).
Para desinfecção de artigos não críticos: Diluir o produto 1,5:100 (1,5L para 98,5 L de água) e aplicar sobre o artigo e esperar secar. No caso de artigos que possam ser imersos, deve-se fazer uma limpeza prévia do artigo e imergir na solução por 10 minutos, enxaguar e secar.

EMBALAGEM:

O LETAH OXY CD é apresentado em bombonas de 5L.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto em sua embalagem original e fechada, longe de produtos clorados e em ambiente coberto, seco e dotado de boa ventilação. Armazenar o produto afastado da luz solar direta, de fontes de calor e materiais incompatíveis – Vide Ficha de Segurança do Produto.

PRECAUÇÕES DE USO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;

USAR LUVAS. PERIGO: "CORROSIVO!/CÁUSTICO Causa queimaduras graves em contato com os olhos, pele e mucosas."

CUIDADO! irritante para os olhos, pele e mucosas. Não misturar com outros produtos; "Usar equipamentos de proteção adequados, tais como, luvas, óculos de proteção, avental etc; Não utilizar para desinfecção de alimentos; Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte imediatamente um médico, levando o rótulo ou embalagem do produto; Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto; Utilizar recipientes de plástico ou de louça. Não utilizar em tecidos de lã, seda ou coloridos e artefatos metálicos; Manter o produto em sua embalagem original. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Telefone de emergência (CEATOX): 0800-722-6001. NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS; NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE. CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. "Água pode faltar. Não desperdice."

Fabricado por INDEBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, sob licença da ISO INDÚSTRIA DE SABÕES E ÓLEOS LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fábio Lorenzo
CRQ: 071000920-BA
PRODUTO REGISTRADO NO M.S. SOB O N° 3.3701.0001
VÁLIDO POR 24 MESES, a partir da data de fabricação.

REV.: 03/2021