



LETAH PLUS

DESINCRUSTANTE PARA ARTIGOS CIRÚRGICOS

- Promove a desagregação das sujidades e matérias orgânicas presentes em artigos cirúrgicos;
- Indicado também para desincrustação de artigos laboratoriais, em cozinhas profissionais e demais utensílios em geral;
- Isento de Fosfato;
- Possui tensoativo biodegradável.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Limpeza prévia do instrumental médico-cirúrgico e odontológico, laboratorial, talheres e utensílios de aço inoxidável em cozinhas profissionais.

ATENÇÃO: Não possui atividade desinfetante.

MODO DE USO:

Diluir o produto na concentração de 0,5%, ou seja, colocar 100 mL de LETAH PLUS e completar com água para 20 litros de solução; Imergir os artigos a serem lavados na solução por 15 minutos (a ação do produto pode ser melhorada utilizando água morna).

Retirar os artigos da solução com uma pinça, enxaguar e secar.

Proceder a desinfecção ou esterilização dos materiais.

No caso de utensílios de cozinha proceder a lavagem com detergente neutro.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Líquido transparente
Cor.....Incolor
Odor.....Característico
pH (sol. 1%).....11,0 - 11,4
Densidade.....1,16 - 1,18
Teor de espuma.....Baixo

COMPOSIÇÃO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fábio Lorenzo

CRQ:071000920-BA

REGISTRO MS: 3.0415.0218

PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES

EMPILHAMENTO MÁXIMO: 4 CAIXAS

EMBALAGEM:

O LETAH PLUS é apresentado em bombonas plásticas lacradas contendo 05 litros.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO LEIA AS INSTRUÇÕES NO RÓTULO; CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;

Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção/roupa de proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio. EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. Não provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água /tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (0800 722 6001). Tratamento específico: Contém Hidróxido de Sódio. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. ABERTURA DA EMBALAGEM: Rompa o lacre e gire a tampa no sentido anti-horário. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS. NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

REV.: 014/22