



LETAHCLOR PLUS

DESINFETANTE HOSPITALAR CLORADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS

- Eficiente contra fungos, bactérias Gram positivas e Gram negativas, incluindo Pseudomonas.
- Elimina mau cheiro em área como banheiros e espaços onde há decomposição orgânica;

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Destinado à desinfecção de superfícies fixas das diversas áreas hospitalares.

MODO DE USO:

INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	TEMPO CONTATO	FORMA DE USO
Superfícies fixas	500 mL do produto completando com água para 1 litro de solução.	10 minutos	Diretamente sobre a superfície. Retirar os excessos com auxílio de panos limpos. Não enxaguar.
Hemodiálise	50 mL do produto completando com água para 1 litro de solução.	30 minutos	Deve-se utilizar os procedimentos específicos para cada equipamento, inclusive suas precauções de uso.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Líquido transparente
Odor.....Característico
pH (100%).....12,5 ± 0,5
Densidade.....1,025 - 1,080
Cloro ativo.....2,0 - 2,3%

COMPOSIÇÃO:

Hipoclorito de Sódio, estabilizante, alcalinizante em veículo aquoso.

PRINCÍPIO ATIVO:

Hipoclorito de sódio em quantidade suficiente para liberar 20.000 ppm de cloro ativo.

EMBALAGEM:

O LETAHCLOR PLUS é apresentado em bombonas plásticas lacradas contendo 05 litros.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;

Usar luvas;

Cuidado: Não misturar com produtos a base de amônia e ácidos;

Evitar inalação, caso ocorra levar a pessoa a um local ventilado;

Em caso de ingestão, NÃO PROVOCAR VÔMITO. Consultar imediatamente um médico ou centro de intoxicações (CEATOX 0800-722-6001), levando o rótulo ou embalagem original do produto;

Utilizar recipientes de plástico ou de louça. Não utilizar em tecidos de lã, seda ou coloridos e artefatos metálicos;

Em caso de contato com os olhos e a pele, lave-os com água em abundância.

Se houver sinais de irritação consulte um médico ou centro de intoxicações mais próximo (CEATOX 0800-722-6001);

Após o uso lavar bem as mãos.

NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS;

NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA: (71) 2106-2106.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fábio Lorenzo

CRQ:071000920-BA

REGISTRO MS: 3.0415.0160

PRAZO DE VALIDADE: 6 MESES

EMPILHAMENTO MÁXIMO: 4 CAIXAS

REV.: 016/22