



LETAHCLOR

DESINFETANTE HOSPITALAR CLORADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS

- Eficiente contra fungos, bactérias Gram positivas e Gram negativas, incluindo Pseudomonas.
- Elimina mau cheiro em área como banheiros e espaços onde há decomposição orgânica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

Destinado a desinfecção de superfícies fixas das diversas áreas hospitalares.

MODO DE USO:

INDICAÇÃO	DILUIÇÃO	TEMPO CONTATO	FORMA DE USO
Superfícies fixas	Puro	10 minutos	Diretamente sobre a superfície. Retirar os excessos com auxílio de panos limpos. Não enxaguar.
Hemodiálise	100 mL do produto completado com água para 1 litro de solução.	30 minutos	Deve-se utilizar os procedimentos específicos para cada equipamento, inclusive suas precauções de uso.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Líquido transparente
Cor.....Incolor
Odor.....Característico
pH (100%).....12,0 - 13,0
Densidade.....1,020 - 1,060
Cloro ativo.....1,0 - 1,3%

COMPOSIÇÃO:

Matéria ativa desinfetante, e estabilizante em veículo adequado.

PRINCÍPIO ATIVO:

Hipoclorito de sódio em quantidade suficiente para liberar 10.000 ppm de cloro ativo.

QUÍMICO RESPONSÁVEL : Fábio Lorenzo

CRQ: 071000920-BA

REGISTRO MS: 3.0415.0111

PRAZO DE VALIDADE: 6 Meses

EMPILHAMENTO MÁXIMO: 4 Caixas

EMBALAGEM:

O LETAHCLOR é apresentado em bombonas plásticas lacradas contendo 05 litros.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS; Usar luvas.

CUIDADO! irritante para os olhos, pele e mucosas. Não misturar com outros produtos; Usar luvas para sua aplicação; Não utilizar para desinfecção de alimentos; Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte imediatamente um médico, levando o rótulo ou embalagem do produto; Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto; Utilizar recipientes de plástico ou de louça. Não utilizar em tecidos de lã, seda ou coloridos e artefatos metálicos; Manter o produto em sua embalagem original. Telefone de emergência (CEATOX 0800-722-6001). NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS; NÃO DÊ NADA POR VIA ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE.

CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA: (71) 2106-2106.

REV.: 016/22