



LETAHZYME MULTIENZIMÁTICO 5E

DETERGENTE ENZIMÁTICO

- Limpeza de artigos médicos críticos e não críticos e endoscópio;
- Desenvolvido para o uso em todas as lavadoras de endoscópio, lavadoras ultrassônicas e para limpeza manual;
- Produto super concentrado: diluição de uso de 1ml/L;
- Detergente contém um amplo blend enzimático que potencializa a sua eficácia;
- Produto não corrosivo e sem formação de espuma.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS:

Aspecto.....Líquido transparente
Cor.....Incolor
pH 100%..... $7,0 \pm 1,0$
Atividade proteolítica..... $0,0160 \text{ UP.mL}^{-1}.\text{min}^{-1}$
Atividade amilolítica..... $0,0054 \text{ UA.mL}^{-1}.\text{min}^{-1}$

COMPOSIÇÃO:

Éter nonilfenílico de polietilenoglicol, coadjuvante, aditivo, hidrotópo, umectante, estabilizante, protease (subtilisina), alfa-amilase, lipase, mannanase, pectatoliase, solvente e veículo.

APLICAÇÃO - USO PROFISSIONAL:

LETAHZYME MULTIENZIMÁTICO 5E é um detergente neutro, super concentrado, que remove os contaminantes orgânicos. O seu amplo blend enzimático facilita a ligação enzimática ao sítio de ação, potencializando assim a eficácia do produto. O LETAHZYME MULTIENZIMÁTICO 5E atua em limpeza manual ou automatizada removendo a carga orgânica presente por contato, mesmo em locais de difícil acesso (canulados ou não). Produto não corrosivo e sem formação de espuma.

MODO DE USO:

USO MANUAL: Diluir 1mL do LETAHZYME MULTIENZIMÁTICO 5E por 1L de água. Imersar os artigos a serem limpos na solução. Injetar a solução nos lúmens de artigos canulados com o auxílio de pistola ou seringa, flushing, antes da completa imersão. Mergulhar os artigos por 5 minutos para a remoção da matéria orgânica. Enxaguar abundantemente com água.

EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO: Diluir 1mL do LETAHZYME MULTIENZIMÁTICO 5E por 1L de água. Seguir as recomendações do fabricante do equipamento. Utilizar imediatamente após o preparo. A reutilização da solução de limpeza pode provocar perda da eficiência. Qualidade da água a ser utilizada na diluição: pH 6 a 9, dureza <150 mg/L CaCO_3 , condutividade < 500 $\mu\text{S/cm}$ e temperatura, preferencialmente, entre 30°C a 50°C.

EMBALAGEM:

O LETAHZYME MULTIENZIMÁTICO 5E é apresentado em bombonas plásticas lacradas contendo 05 litros.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

ATENÇÃO: Provoca irritação ocular e cutânea. Usar luvas, avental, óculos e máscara de proteção durante a manipulação do produto. Não misturar com outros produtos. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize as embalagens vazias. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos ou com a pele. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Disque Intoxicação 0800 722 6001.

"Água pode faltar. Não desperdice."

Fabricado por INDEBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, sob licença da ISO INDÚSTRIA DE SABÕES E ÓLEOS LTDA.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Fábio Lorenzo

CRQ:071000920-BA

REGISTRO MS: 337010007

PRAZO DE VALIDADE: 24 MESES

EMPILHAMENTO MÁXIMO: 4 CAIXAS

REV.: 002/22