



HIPOCLORITO 1%

DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS
E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

- Desinfecção segura e prática: produto registrado na ANVISA e com ação comprovada contra os mais importantes micro-organismos;
- Ação comprovada contra *Pseudomonas*, *Staphylococcus aureus* e *Salmonella choleraesuis*;
- Respaldo de eficácia para área de saúde podendo ser utilizada em outras áreas institucionais;
- Produto a base de cloro estabilizado, resultando em um destacado prazo de validade de 12 meses.

APLICAÇÃO

Para desinfecção superfícies fixas das diversas áreas hospitalares e estabelecimentos de atendimento à saúde.

MODO DE USO

Para desinfecção de superfícies fixas: lavar, enxaguar e secar a superfície. Aplicar o produto deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar se necessário.

Para desinfecção de artigos não críticos: lavar, enxaguar e secar os artigos. Friccionar os artigos com o produto deixando-o umedecido por 10 minutos. Enxaguar e secar os artigos. Utilizá-los o mais breve possível.

Para desinfecção de mamadeiras, bicos e chupetas: Pré-lavar com escova e detergente neutro e enxaguar. Em seguida imergir em solução de 200ppm (20ml do produto para 1L de solução) durante 15 minutos e enxaguar abundantemente com água filtrada e deixar secar.

PRECAUÇÕES DE USO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. NÃO MISTURE COM OUTROS PRODUTOS, A MISTURA COM PRODUTOS ÁCIDOS OU À BASE DE AMÔNIA PRODUZ GASES. CUIDADO! Irritante para os olhos, pele e mucosas. Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos; Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte imediatamente um médico, levando o rótulo ou embalagem do produto; Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico levando a embalagem ou rótulo do produto; Utilizar recipientes de plástico ou de louça. Não utilizar em tecidos de lã, seda ou coloridos e artefatos metálicos; Manter o produto em sua embalagem original. Telefone de emergência (CEATOX): 0800-722-6001. NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA PARA OUTROS FINS; NÃO DÊ NADA POR VIA

ORAL A UMA PESSOA INCONSCIENTE.

EMBALAGEM

O PRATT HIPOCLORITO 1% é apresentado em caixas de papelão com 04 bombonas plásticas de 05 litros.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

Manter o produto na embalagem original, fechada, em lugar seco, arejado e à sombra.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto.....	Líquido
Cor.....	Amarela
Odor	Caraterístico
Densidade a 30°C (g/cm³).....	1,020 ± 0,002
pH (100%).....	12,25 ± 0,25

COMPOSIÇÃO

Hipoclorito de sódio, estabilizante e veículo.

PRINCÍPIO ATIVO

Hipoclorito de sódio1,00% p/p

EMPILHAMENTO MÁXIMO 03 CAIXAS

QUÍMICO RESPONSÁVEL Fábio Lorenzo | CRQ 071000920-BA

Água: pode faltar. Não desperdice.

REV.: 12/21

Registro/MS

Nº 3.0415.0229
Aut. Func./MS. 3.00415-1

Prazo de validade

12 MESES, a partir da
data de fabricação.

PRATT PROFISSIONAL

Fabricado por INDEBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Av. Aliomar Baleeiro, 1111, Jd. Cajazeiras
CEP: 41.230-455 - Salvador/BA | (71) 2106.2106